



NU-204 原子間力顕微鏡

Bruker社製 AXS Dimension3100

登録ファイル



.000 .001等（3桁の数字の拡張子） **必須です**

測定生のデータのファイル、または補正後のファイル
(補正後のファイルは、拡張子を変更しないでください)



添付ファイル



.jpg, .tiff ファイル 等エクスポートファイル
必須ではありません

原則、実施日毎の登録をお願いします。同日測定した同じ試料の画像であれば、**一緒に登録ファイルへ登録してください。**

試料を変えて測定した場合は**実施日が同日であっても一緒に登録をせず、別に登録いただくか、「連続登録」を行ってください。**（連続登録については、データ登録マニュアルを参照ください）

登録開始を押して構造化が始まると、**登録ファイルは追加・編集できません。**（追加・編集したい際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください）



お問い合わせ hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp

ARIM名古屋大学
加工・デバイスプロセス分野
データ登録担当：秦

2024/11/29