



## NU-224 電子ビーム蒸着装置

アルバック社製 EBX-10D

### 登録ファイル

**X** PDL (Process Data Log) ファイル **必須です**

(以下より該当するPDLファイルをダウンロードし、**成膜条件を入力してください**)

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>



成膜時の基板配置の撮影画像など **必須ではありません**  
(ファイル形式：.jpg, .png, .tiff)



### 添付ファイル



無し

### 【注意事項】

- ・一日に複数のサンプルを作製した場合は複数ファイルを同時に登録することを推奨します。**試料番号を入れるなど後で識別できるファイル名で保存し**、登録ファイルへ一度に登録してください。
- ・**サンプルの内容が大幅に異なる場合は**、RDEデータ登録マニュアル[2/6]より別途登録を行ってください。(ユーザーの裁量で分け方を決めていただいて構いません)
- ・**原則、実施日毎の登録をお願いします。**

### 【例】AI膜を2枚、Au膜を2枚作製した場合

- ①PDLをAI膜で2つ、Au膜で2つ作製します。(試料番号わかるように)
- ②AI膜のPDLを2つ同時登録。Au膜のPDLは連続登録で2つ同時に登録します。  
(連続登録については、データ登録マニュアル[6/8]を参照ください)

※ 登録開始を押して構造化が始まると、**登録ファイルは追加・編集できません**。(追加・編集したい際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください)



お問い合わせ [hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp](mailto:hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp)

ARIM名古屋大学  
加工・デバイスプロセス分野  
データ登録担当：秦