



NU-240 in-situプラズマ照射表面分析 (サーモフィッシャー社製 XPS)

登録ファイル



エクスポート後の.xlsファイル

※必須登録ファイル

※データ登録用に、必ず.xlsファイルをエクスポート
してください

エクスポート手順：

対象のスペクトルを選択



保存先を指定



エクスポートを実行



添付ファイル



無し

※生データはデータ共用後もダウンロードされません)

原則、実施日毎の登録をお願いします

- ・ 同日測定した同じ試料のデータであれば、一緒に登録ファイルへ登録してください。
- ・ 試料を変えて測定した場合は、実施日が同日であっても一緒に登録をせず、別に登録いただくか「連続登録」を行ってください。（連続登録：データ登録マニュアル[5/7]）

※登録開始を押して構造化が始まると、登録ファイルは追加・編集できません。追加・編集される際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください。
削除ができない場合は以下までご連絡ください。



お問い合わせ hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp

ARIM名古屋大学
加工・デバイスプロセス分野
データ登録担当：秦

2026/02/27